


Anticorps Polyclonal Anti-Tak1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43318

Numéro d'article: CM0017161



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TAK1 humaine (MAP3K7), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur la transduction du signal, l'inflammation et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6885
GeneID	6885
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 507 et 606 de la TAK1 humaine (O43318)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O43318
Poids moléculaire	67 kDa
Expédition	Pack de glace