


Anticorps Polyclonal Anti-Tal1 Pour Wb, Elisa - P17542

Numéro d'article: CM0016302



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TAL1 humain (SCL, TCL5, bHLHa17). Validé pour WB et ELISA, réagit croisée avec l'humain et le rat. Convient pour la recherche sur les malignancies hématopoïétiques, la différenciation érythroïde et la T-ALL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TAL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SCL, TCL5, tal-1, bHLHa17, TAL1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6886
ID de Gène	6886
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 242-331 du TAL1 humain (NP_003180.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P17542
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace