

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tal2 Pour Wb, Elisa - Q16559

Numéro d'article: CM0013440

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TAL2 (bHLHa19), un facteur de transcription à hélice-boucle-hélice basique et proto-oncogène. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Fourni pour la recherche sur la leucémie et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TAL2
Remarques/Alias	TAL2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6887
GeneID	6887
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 20 et l'extrémité C-terminale du TAL2 humain (NP_005412.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q16559
Poids protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace