

Anticorps Polyclonal Anti-Taldo1 Pour Wb, Elisa - P37837

Numéro d'article: CM0013220



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la transaldolase humaine (TALDO1) pour applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche sur la voie des pentoses phosphates et les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TALDO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAL ; TALH ; TAL-H ; TALDOR ; TALDO1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6888
Identifiant de gène	6888
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-337 de TALDO1 humain (NP_006746.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37837
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace