

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Taldo1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P37837

Numéro d'article: CM0030936



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le TALDO1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le TALDO1 humain et souris (38 kDa), une enzyme clé de la voie des pentoses phosphates.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TALDO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6888
GenelD	6888
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P37837
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace