

Anticorps Polyclonal Anti-Talin-1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Y490

Numéro d'article: CM0031006



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin élevé contre la Taline-1 humaine. Validé pour WB, IF-P et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TLN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TLN; ILWEQ; taline-1; TLN1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7094
ID de gène	7094
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la TLN1 humaine (NP_006280.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y490
Poids moléculaire	270kDa
Expédition	Sac de glace