


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Talin 2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4G6

Numéro d'article: CM0003292



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Talin 2 validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Détecte la Taline-2 humaine, murine et ratine (272 kDa). Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et les adhésions focales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Talin 2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ILWEQ, TLN2, Talin-2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	83660
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de la Taline 2 humaine (Q9Y4G6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4G6
Poids de la protéine	272kDa
Expédition	Sac de glace