

Anticorps Polyclonal Anti-Glycoprotéine De Tamm-Horsfall Pour Wb, If-P, Elisa - P07911

Numéro d'article: CM0023982



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la glycoprotéine de Tamm-Horsfall (Uromoduline) humaine, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le rein et les voies urinaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glycoprotéine de Tamm-Horsfall pAb de lapin
Remarques/Alias	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; Glycoprotéine de Tamm-Horsfall
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7369
GeneID	7369
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 175 à 324 de la glycoprotéine de Tamm-Horsfall humaine (NP_003352.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07911
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace