

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tamm41 Pour Wb, Elisa - Q96Bw9

Numéro d'article: CM0030267

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre TAMM41 (phosphatidate cytidyltransferase, mitochondrial) pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur la biosynthèse de la cardiolipine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TAMM41 Lapin pAb
Remarques/Alias	RAM41, TAM41, C3orf31, COXPD56
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	132001
GeneID	132001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-316 de TAMM41 humain (NP_620162.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96BW9
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace