


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tank Pour Wb, Elisa - Q92844

Numéro d'article: CM0029680



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine TANK (ITRAF) humaine, validé pour des applications en Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur la signalisation NF- κ B et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	TANK Rabbit pAb
Remarques/Alias	ITRAF; TRAF2; I-TRAF; TANK
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10010
GeneID	10010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-119 de la protéine TANK humaine (NP_597841.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92844
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace