

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Taok1 Pour Wb, Elisa - Q7L7X3

Numéro d'article: CM0007388

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-TAOK1 validé pour WB et ELISA ; réagit avec TAOK1 humaine, murine et de rat (116 kDa), une kinase clé de la signalisation p38 MAPK, de la réponse aux dommages à l'ADN et de la régulation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAOK1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DDIB; PSK2; TAO1; KFC-B; MARKK; PSK-2; hKFC-B; hTAOK1; MAP3K16; TAOK1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	57551
GeneID	57551
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 900-985 de la TAOK1 humaine (NP_065842.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L7X3
Poids de la protéine	116 kDa
Expédition	Sac de glace