

## Anticorps Polyclonal Anti-Taok2 Pour Wb Et Elisa - Q9UI54

Numéro d'article: CM0021570

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TAOK2 humaine, une sérine/thréonine kinase impliquée dans les cascades MAPK activées par le stress. Convient pour le Western blot et l'ELISA. Immunogène recombinant ; poids moléculaire de la protéine : 138 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | TAOK2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Remarques/Alias                  | PSK ; PSK1 ; TAO1 ; TAO2 ; MAP3K17 ; Tao2beta ; PSK1-BETA ; TAOK2                                                                  |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                            |
| ID du gène (humain)              | 9344                                                                                                                               |
| ID du gène                       | 9344                                                                                                                               |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 610 à 730 de la TAOK2 humaine (NP_057235.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                              |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée               | Humaine                                                                                                                            |
| SWISS                            | Q9UL54                                                                                                                             |
| Poids moléculaire de la protéine | 138 kDa                                                                                                                            |
| Expédition                       | Sac réfrigérant                                                                                                                    |