

Anticorps Monoclonal Anti-Tap1 Pour Wb, Elisa - Q03518

Numéro d'article: CM0004048



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine TAP1 (Q03518) pour le Western blotting et l'ELISA. Réactivité croisée avec la TAP1 de souris ; idéal pour les études sur la présentation des antigènes et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TAP1
Remarques/Alias	APT1 ; PSF1 ; ABC17 ; ABCB2 ; PSF-1 ; RING4 ; TAP1N ; D6S114E ; TAP1*0102N ; TAP1
Espèce	Humain
ID de gène	6890
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 449-748 de la TAP1 humaine (NP_000584.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q03518
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace