

Anticorps Polyclonal Anti-Tap1 Pour Wb Et Elisa - Q03518

Numéro d'article: CM0030405



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TAP1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude du traitement des antigènes de classe I du CMH et des fonctions du transporteur ABC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6890
ID de gène	6890
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 524-808 du TAP1 humain (NP_000584.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q03518
Poids moléculaire	81 kDa
Expédition	Sac de glace