

Anticorps Polyclonal Anti-Tap2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03519

Numéro d'article: CM0023823



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TAP2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. La cible est le transporteur de peptides antigéniques 2, une protéine membranaire du réticulum endoplasmique impliquée dans la présentation antigénique de classe I du CMH. Adapté aux études d'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	APT2; PSF2; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6891
Identifiant du gène	6891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-686 de TAP2 humain (NP_001276972.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03519
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace