

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tap2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q03519

Numéro d'article: CM0007292



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant TAP2 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Reconnaît TAP2 endogène à 76 kDa. Idéal pour les études sur le traitement antigénique et la présentation par le CMH de classe I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAP2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	APT2; PSF2; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6891
GeneID	6891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-686 de TAP2 humain (NP_001276972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q03519
Poids protéique	76kDa
Expédition	Sachet de glace