

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tapbp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15533

Numéro d'article: CM0021354



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la tapasine humaine (TAPBP) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; idéal pour étudier l'assemblage du CMH de classe I et le chargement des peptides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin TAPBP
Remarques/Alias	TPN ; TAPA ; TPSN ; NGS17 ; TAPBP
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	6892
ID du Gène	6892
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-260 de la TAPBP humaine (NP_757345.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15533
Poids Moléculaire de la Protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace