


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tarbp1 Pour Wb Et Elisa - Q13395

Numéro d'article: CM0020720



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant TARBP1 humain (TRP-185), validé pour la WB et l'ELISA. Essentiel pour l'étude de la méthylation des ARNt, de la liaison à l'ARN TAR du VIH-1 et des voies connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TARBP1 pAb de lapin
Remarques/alias	TRM3 ; TRMT3 ; TRP185 ; TRP-185 ; TARBP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6894
GeneID	6894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1322-1621 de TARBP1 humain (NP_005637.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q13395
Poids de la protéine	182 kDa
Expédition	Sac réfrigérant