

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tarbp2 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q15633

Numéro d'article: CM0011642



Introduction

Anticorps monoclonal lapin TARBP2 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour la recherche sur le traitement des miRNA, la réplication du VIH et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin TARBP2
Remarques / Alias	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6895
Identifiant du gène	6895
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de TARBP2 humain (Q15633).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15633
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace