

Anticorps Polyclonal Anti-Tars Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26639

Numéro d'article: CM0026689



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TARS (ThrRS) humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la traduction protéique et les aminoacyl-ARNt synthétases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TARS Rabbit pAb
Remarques/Alias	TARS; TTD7; ThrRS
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6897
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de la TARS humaine (NP_689508.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26639
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace