

Anticorps Polyclonal Anti-Tars2 Pour Wb, Elisa - Q9Bw92

Numéro d'article: CM0017014

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TARS2 humaine, la thréonine-ARNt ligase mitochondriale. Validé pour Western blot et ELISA. Réagit de façon croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la traduction mitochondriale et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TARS2 pAb de lapin
Remarques / Alias	thrRS; TARSL1; COXPD21; TARS2
Espèce	Humain
ID du gène	80222
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 400 de la TARS2 humaine (NP_079426.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BW92
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace