

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tarsl2 Pour Wb Et Elisa - A2Rtx5

Numéro d'article: CM0020135

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TARSL2 validé pour les applications en WB et ELISA. Détecte la protéine TARSL2 humaine, murine et de rat (ThrRS-L), une ligase cytoplasmique thréonine--ARNt impliquée dans la biosynthèse des protéines. Convient à la recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TARSL2 Rabbit pAb
Remarques/Synonyme	TARSL2; ThrRS-L
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	123283
GeneID	123283
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de la protéine TARSL2 humaine (NP_689547.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	A2RTX5
Poids moléculaire	93 kDa
Expédition	Sac réfrigérant