

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tas1R1 Pour Wb Et Elisa - Q7Rtx1

Numéro d'article: CM0014599

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TAS1R1 humain (GPR70), adapté au Western blot et à l'ELISA. Détecte le récepteur du goût umami chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de transduction sensorielle et des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAS1R1 pAb de lapin
Remarques/alias	TR1, T1R1, GM148, GPR70, TAS1R1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	80835
GenelD	80835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-567 du TAS1R1 humain (NP_619642.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q7RTX1
Poids moléculaire	93 kDa
Expédition	Sac de glace