


Anticorps Polyclonal Anti-Tas1R3 Pour Wb, Elisa - Q7Rtx0

Numéro d'article: CM0016088



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TAS1R3 humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les récepteurs du goût et les études sur la signalisation du goût umami et sucré.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAS1R3 Lapin pAb
Remarques/Alias	T1R3; TAS1R3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	83756
ID de gène	83756
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-570 du TAS1R3 humain (NP_689414.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7RTX0
Poids moléculaire	93kDa
Expédition	Sac de glace