

Anticorps Polyclonal Anti-Tas2R10 Pour Wb, Elisa - Q9Nyw0

Numéro d'article: CM0017847

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur gustatif humain TAS2R10 (TRB2/T2R10). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Pour la recherche sur la perception du goût amer et la signalisation par la gustducine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAS2R10 pAb de lapin
Remarques / Alias	TRB2 ; T2R10 ; TAS2R10
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	50839
ID du gène	50839
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du TAS2R10 humain (NP_076410.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NYW0
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace