


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tasl Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hai6

Numéro d'article: CM0012381



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-TASL validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Cible la TASL humaine (CXorf21 ; 34 kDa), un adaptateur lysosomal de la voie de signalisation immunitaire innée TLR7/8/9-IRF5. Adapté à la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb lapin anti-TASL
Remarques / Alias	CXorf21
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80231
GeneID	80231
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 211-301 de la TASL humaine (NP_079435.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HAI6
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace