


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tasl Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hai6

Numéro d'article: CM0024695



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TASL humain (CXorf21), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur l'immunité innée et la signalisation des TLR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TASL
Remarques/Alias	CXorf21 ; TASL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80231
GeneID	80231
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96-196 du TASL humain (NP_079435.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HAI6
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace