


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tat Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17735

Numéro d'article: CM0025313



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TAT humaine (tyrosine aminotransférase), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. 50kDa. Idéal pour les études sur le métabolisme de la tyrosine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAT Lapin pAb
Remarques/Alias	TAT
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6898
GeneID	6898
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la TAT humaine (NP_000344.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17735
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace