


Anticorps Polyclonal Anti-Tatdn1 Pour Wb Et Elisa - Q6P1N9

Numéro d'article: CM0016942



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TATDN1 humaine, une désoxyribonucléase nucléaire dotée d'activités exonucléase/endonucléase. Validé pour WB et ELISA. Utile pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la ségrégation chromosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TATDN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDA11; TATDN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83940
GeneID	83940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-297 de la TATDN1 humaine (NP_114415.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6P1N9
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace