

Anticorps Monoclonal Anti-Tau Pour Wb - P10636

Numéro d'article: CM0006279



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine Tau humaine (MAPT, 79 kDa). Validé pour WB, IP, IF, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tau Rabbit mAb
Remarques/Alias	TAU ; MSTD ; PPND ; DDPAC ; MAPTL ; MTBT1 ; MTBT2 ; tau-40 ; FTDP-17 ; PPP1R103 ; Tau-PHF6 ; Tau
Espèce	Humaine
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique - peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la MAPT humaine (NM_005910.6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P10636
Poids moléculaire	79 kDa
Expédition	Sac de glace