

Anticorps Polyclonal Anti-Tau Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0016298



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Tau humaine (aa 658-758). Pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Tau est une protéine associée aux microtubules cruciale pour la polarité et la stabilité neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Tau Lapin
Remarques/Alias	TAU ; MSTD ; PPND ; DDPAC ; MAPTL ; MTBT1 ; MTBT2 ; tau-40 ; FTDP-17 ; PPP1R103 ; Tau-PHF6 ; Tau
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4137
ID du gène	4137
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 658-758 de la protéine Tau humaine (NP_058519.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636
Poids moléculaire de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace