

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tau Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P10636

Numéro d'article: CM0017268



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine Tau humaine (MAPT). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dynamique des microtubules et la recherche sur la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tau Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 758 de la protéine Tau humaine (NP_058519.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P10636
Poids moléculaire	79 kDa
Expédition	Sac réfrigérant