


Anticorps Polyclonal Anti-Tax1Bp3 Pour Wb, Elisa - O14907

Numéro d'article: CM0026341



Introduction

Anticorps polyclonal anti-TAX1BP3 (lapin) pour les applications WB et ELISA, réactif avec l'humain et la souris. Cible la protéine 3 de liaison à Tax1, un inhibiteur de la signalisation Wnt. Idéal pour la recherche sur le domaine PDZ et la signalisation Rho.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAX1BP3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	30851
GeneID	30851
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-124 de la TAX1BP3 humaine (NP_055419.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O14907
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace