


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tax1Bp3 Pour Wb Et Elisa - O14907

Numéro d'article: CM0003554



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant TAX1BP3 (TIP-1), validé pour WB et ELISA. Réagit avec TAX1BP3 humain, de souris et de rat. Convient aux études sur la signalisation Wnt, les interactions PDZ et l'oncogenèse virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAX1BP3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	TIP1 ; TIP-1 ; TAX1BP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	30851
GeneID	30851
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de TAX1BP3 humain (NP_055419.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14907
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace