


Anticorps Polyclonal Anti-Taz Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzv5

Numéro d'article: CM0027978



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TAZ validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation Hippo, la régulation transcriptionnelle et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAZ Rabbit pAb
Remarques/Alias	TAZ
Espèce	Humain
ID de gène	25937
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de la TAZ humaine (NP_056287.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZV5
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace