


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Taz Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv5

Numéro d'article: CM0020186



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le TAZ humain (WWTR1). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation Hippo et la régulation de la transcription. - Q9GZV5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TAZ Lapin pAb
Remarques/Alias	TAZ
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	25937
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 du TAZ humain (NP_056287.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9GZV5
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace