


Polymab® De Lapin Anti-Taz Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Gzv5

Numéro d'article: CM0011677



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-TAZ (PolymAb®) pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec la TAZ (WWTR1) humaine, murine et de rat, un coactivateur transcriptionnel de la voie Hippo. Idéal pour la recherche sur le contrôle de la taille des organes et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAZ Rabbit PolymAb®
Remarques/alias	TAZ
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	25937
ID du gène	25937
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 270 de la TAZ humaine (NP_056287.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9GZV5
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace