


Anticorps Polyclonal Anti-Tbc1D1 Pour Wb Et Elisa - Q86Ti0

Numéro d'article: CM0025216



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TBC1D1 validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité humaine, souris et rat. Détecte une bande de 133 kDa. Utile pour étudier la translocation du GLUT4, l'absorption du glucose et la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TBC1D1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TBC; TBC1; TBC1D1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23216
GeneID	23216
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1069-1168 du TBC1D1 humain (NP_055988.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86Ti0
Poids Protéique	133kDa
Expédition	Sac de glace