


Anticorps Polyclonal Anti-Tbc1D4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60343

Numéro d'article: CM0021901



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TBC1D4 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît TBC1D4/AS160 humain, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du glucose et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBC1D4 pAb de lapin
Remarques/Alias	AS160 ; NIDDM5 ; TBC1D4
Espèce cible	Humain
GeneID	9882
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1059-1298 de TBC1D4 humain (NP_055647.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O60343
Poids de la protéine	147 kDa
Expédition	Sac de glace