

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbcc Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Numéro d'article: CM0023467

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TBCC (chaperon spécifique de la tubuline C), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Convient pour l'étude du repliement de la tubuline et de la biologie de la rétine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBCC Lapin pAb
Remarques/Alias	CFC; TBCC
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-346 de TBCC humain (NP_003183.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15814
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace