

## Anticorps Polyclonal Anti-Tbcc De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Numéro d'article: CM0023495



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TBCC (chaperonne C spécifique de la tubuline), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris et le rat. Adapté à l'étude du repliement de la tubuline et de la biologie rétinienne.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | TBCC Rabbit pAb                                                                                                           |
| Remarques / Alias            | CFC; TBCC                                                                                                                 |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                    |
| Identifiant du gène (Humain) | 6903                                                                                                                      |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-346 de TBCC humain (NP_003183.1) |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                     |
| Applications                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS                        | Q15814                                                                                                                    |
| Poids de la protéine         | 39kDa                                                                                                                     |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                              |