

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbcc Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Numéro d'article: CM0023465

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TBCC (Chaperonne C spécifique de la tubuline), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Il reconnaît l'humain, la souris et le rat. Adapté pour l'étude du repliement de la tubuline et de la biologie rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBCC Rabbit pAb
Remarques / Alias	CFC; TBCC
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-346 de la TBCC humaine (NP_003183.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15814
Poids protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace