

Anticorps Polyclonal Anti-Tbccd1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvr7

Numéro d'article: CM0019239

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine TBCCD1 humaine, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à l'étude du rôle du positionnement du centrosome et de l'appareil de Golgi dans la forme et la migration cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBCCD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TBCCD1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55171
GeneID	55171
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 456 et 557 de la TBCCD1 humaine (NP_060608.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9NVR7
Poids moléculaire	64 kDa
Expédition	Poche réfrigérante