

Anticorps Polyclonal Anti-Tbce Pour If-P Et Elisa - Q15813

Numéro d'article: CM0022412



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TBCE humaine (chaperon E spécifique de la tubuline), validé pour l'immunofluorescence sur paraffine et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Idéal pour l'étude de l'organisation des microtubules et du maintien neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBCE Rabbit pAb
Remarques/Alias	HRD ; KCS ; KCS1 ; pac2 ; PEAMO ; TBCE
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6905
GeneID	6905
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 328-527 de la TBCE humaine (NP_003184.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q15813
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace