


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tbk1/Nak (Validé Par Ko) Pour Wb - Q9Uhd2

Numéro d'article: CM0012383



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TBK1/NAK à haute spécificité, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, IP et ELISA. Réagit avec TBK1 humain, murin et de rat. Idéal pour les recherches sur l'immunité innée, l'inflammation et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TBK1/NAK [validé par KO]
Remarques/Alias	NAK ; T2K ; IIAE8 ; FTDALS4 ; TBK1/NAK
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	29110
GeneID	29110
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de TBK1/NAK humain (Q9UHD2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UHD2
Poids moléculaire de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac réfrigérant