

Anticorps Polyclonal Anti-Tbl1X Pour Wb Et Elisa - O60907

Numéro d'article: CM0018274



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TBL1X (O60907) pour WB et ELISA. Détecte TBL1X dans des échantillons humains, murins et de rat. TBL1X est une protéine de type F-box qui recrute le protéasome vers les récepteurs nucléaires, essentielle à la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TBL1X
Remarques/Alias	EBI; TBL1; CHNG8; SMAP55; TBL1X
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6907
GeneID	6907
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60907
Poids protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace