

Anticorps Polyclonal Anti-Tbl1Xr1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzk7

Numéro d'article: CM0015664



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TBL1XR1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude de la transcription médiée par les récepteurs nucléaires et de la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBL1XR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	C21 ; DC42 ; IRA1 ; MRD41 ; TBLR1 ; TBL1XR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79718
GeneID	79718
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-170 du TBL1XR1 humain (NP_078941.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BZK7
Poids moléculaire protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace