

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbl1Xr1 Pour Wb, Elisa - Q9Bzk7

Numéro d'article: CM0026697



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TBL1XR1 validé pour WB et ELISA, ciblant TBL1XR1 humain et murin (ID du gène : 79718, SWISS : Q9BZK7). Convient pour la recherche sur la régulation de la transcription par les récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBL1XR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Espèce	Humain
ID du gène	79718
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de TBL1XR1 humain (NP_078941.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BZK7
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant