

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbp Pour Wb Et Elisa - P20226

Numéro d'article: CM0023607



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TBP de haute qualité validé pour les applications Western blot et ELISA. Détecte la protéine de liaison à la boîte TATA (TATA-box-binding protein) humaine, de souris et de rat, un facteur de transcription clé dans l'initiation de l'ARN polymérase II. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBP Lapin pAb
Alias	HDL4, TBP1, GTF2D, SCA17, TFIID, GTF2D1, TBP
Espèce de l'immunogène	Humain
ID de gène (Humain)	6908
Immunogène	Peptide synthétique situé dans les acides aminés 1-100 du TBP humain (NP_001165556.1)
Espèce hôte	Lapin
Type d'anticorps	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Accès UniProt	P20226
Poids moléculaire	38kDa
Méthode d'expédition	Sac de glace