

Anticorps Monoclonal Anti-Tbr1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q16650

Numéro d'article: CM0003135

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la TBR1 humaine (protéine cérébrale T-box 1), validé pour WB, IF-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur le développement cortical et les troubles du neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBR1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	AUTS5; IDDAS; TBR-1; TES-56; TBR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10716
GeneID	10716
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la TBR1 humaine (Q16650)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q16650
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace